

微生物培养基制备

(按 1000ml 计)

- 1、营养肉汤 (Nutrient broth) 培养基: 牛肉膏 3g, 蛋白胨 10g, NaCl 5g, 加水至 1000ml, pH7.2~7.4;
 - 2、营养琼脂培养基(Nutrient agar)培养基: 牛肉膏 3g, 蛋白胨 10g, NaCl 5g, 琼脂 15~20g,加水至 1000ml, pH 7.2~7.4;
 - 3、肉汁葡萄糖培养基: 牛肉膏 3g, 蛋白胨 10g, NaCl 5g, 葡萄糖 20g,琼脂 15~20g, pH 7.2~7.4;
 - 4、察氏培养基: NaNO₃ 32g, K₂HPO₄ 1g, KCl 0.5g, MgSO₄·7H₂O 0.5g, FeSO₄·7H₂O 0.01g, 蔗糖 30g, 琼脂 15~20g, 加水至 1000ml, pH 不调整;
 - 5、高氏一号培养基: 可溶性淀粉 20g, KNO₃ 31g, NaCl 0.5g, K₂HPO₄ 0.5g, MgSO₄·7H₂O 0.5g, FeSO₄·7H₂O 0.01g, 琼脂 20g, 加水至 1000ml, pH7.2~7.4。
此培养基适用于多数放线菌, 孢子生长良好, 宜保藏菌种。制法: 先用少量冷水将淀粉调成糊状,再取 700ml 水盛于烧杯中, 在电炉上加热, 沸腾时边搅拌边将淀粉糊倒入, 待透明后再将其他成分加入, 最后补足水分至 1000ml;
 - 6、无碳基础培养基: (NH₄)₂SO₄ 5g, KH₂PO₄ 1g, NaCl 0.1g, MgSO₄·7H₂O 0.5g, CaCl₂ 0.1g, 酵母膏 0.2g, 加蒸馏水至 1000ml, pH 6.5。加 2%水洗琼脂即成固体培养基。于 6.86×10⁴Pa 压力下灭菌 20min。此培养基适用于测定酵母菌对碳源的利用(加待测碳源 2%);
 - 7、无氮基础培养基: 葡萄糖 20g, K₂HPO₄ 1g, MgSO₄·7H₂O 0.5g, 酵母膏 0.1g 或 20%豆芽汁 20ml, 水洗琼脂 20g, 加无氮蒸馏水至 1000ml, pH 6.5。于 6.86×10⁴Pa 压力下灭菌 20min。此培养基适用于测定酵母菌对氮源的利用(加待测氮源 0.5%);
 - 8、营养缺陷型筛选用培养基
 - (1) 普通营养肉汤培养基;
 - (2) 加倍营养肉汤培养基: 牛肉膏 3g, 蛋白胨 10g, NaCl 5g, 加水至 500ml, pH 7.2;
 - (3) Voge 150×(即浓缩 50 倍): MgSO₄·7H₂O 10g, 柠檬酸 100g, NaNH₄HPO₄·4H₂O 175g, KH₂PO₄·2H₂O 599.88g, K₂HPO₄·3H₂O 656.31g, 加蒸馏水至 1000ml。配置时先加水 500ml, 加热使药品溶解后, 再定容 1000ml。配好后放入冰箱备用;
 - (4) 固体基本培养基: Vogel 50×20ml, 葡萄糖 20g, 水洗琼脂 20g, 加蒸馏水至 1000ml, pH7.0;
 - (5) 液体基本培养基: K₂HPO₄ 7g, KH₂PO₄ 3g, 柠檬酸钠·3H₂O 5g, MgSO₄·7H₂O 0.1g, (NH₄)₂SO₄ 2g, 葡萄糖 20g, 加蒸馏水至 1000ml, pH7.0, 于 4.9×10⁴ Pa 压力下灭菌 20~30min;
 - (6) 无氮液体基本培养基: K₂HPO₄ 7g, KH₂PO₄ 3g, 柠檬酸钠·3H₂O 5g, MgSO₄·7H₂O 0.1g, 葡萄糖 20g, 加蒸馏水至 1000ml, pH7.0, 于 4.9×10⁴ Pa 压力下灭菌 20~30min;
 - (7) 混合氨基酸和混合维生素的配置: 将氨基酸分为七组(如下表), 其中六组各有 6 种氨基酸, 每种氨基酸等量研细, 充分混匀。若所选的氨基酸为 DL 型, 则用量加倍。第七组只有一中氨基酸。第八组为混合维生素。
- I 赖氨酸 精氨酸 甲硫氨酸 半胱氨酸 胱氨酸 嘌呤
- II 组氨酸 精氨酸 苏氨酸 谷氨酸 天冬氨酸 嘧啶
- III 丙氨酸 甲硫氨酸 苏氨酸 羟脯氨酸 甘氨酸 丝氨酸
- IV 亮氨酸 半胱氨酸 谷氨酸 羟脯氨酸 异亮氨酸 缬氨酸
- V 苯丙氨酸 胱氨酸 天冬氨酸 甘氨酸 异亮氨酸
- VI 色氨酸 嘌呤 嘧啶 丝氨酸 缬氨酸 酪氨酸
- VII 脯氨酸
- VIII 维生素 B1 维生素 B2 维生素 B6 泛酸 对氨基苯甲酸 烟碱酸及生物素

因脯氨酸容易潮解,所以单独列为第七组.

把维生素 B1、B2、B6、泛酸、对氨基苯甲酸（BAPA）、烟碱酸及生物素等量研细，充分混匀，配成混合维生素为第八组。